



Manguitos de Presión Arterial

FLEXIPOINT™

Documentación de Lanzamiento en Iberia

Febrero 2008

WelchAllyn®

Advancing Frontline Care™



Welch Allyn FlexiPort™

Manguitos FlexiPort Documentación Lanzamiento

Índice

- Ventajas que ofrece FlexiPort
- Opciones de estandarización
- Estudio aceptación FlexiPort
- Preguntas al Público Objetivo
- Lógica de los números de referencias de los manguitos FlexiPort
- Números de referencias manguitos FlexiPort Reutilizables
- Números de referencias manguitos FlexiPort Desechables
- Tamaños y Rangos de los manguitos de una pieza
- Guía de referencia rápida de manguitos de PA para equipos Welch Allyn
- Guía rápida de referencia cruzada de manguitos Reutilizables con Critikon y HP
- Guía rápida de referencia cruzada de manguitos Desechables con Critikon
- Tabla comparativa con manguitos de la competencia
- Lista de Precios Oficial
- Lista de Precios de Referencia con antiguos manguitos
- Composición packs FlexiPort
- Copia diapositivas: Formación FlexiPort
- Copia diapositivas: La importancia del tamaño correcto
- Preguntas frecuentes
- Instrucciones de uso y mantenimiento
- Declaración de Conformidad del Fabricante
- Nota de Prensa
- Catálogo de Estandarización (SM2975ES)
- Catálogo de Manguitos FlexiPort Reutilizables (SM2976ES)
- Catálogo de Manguitos FlexiPort Desechables (SM2977ES)



Welch Allyn FlexiPort™

Ventajas que ofrece FlexiPort™

Característica	Ventaja
Capacidad de intercambio de Uno o Dos tubos	Reduce el número de referencias y el inventario. Reduce los costes de los manguitos ya que no son necesarios tubos ni conectores.
Rápida manipulación del puerto con una sola mano	Hace mucho más fácil y rápido el cambio de manguitos
Codificación de tamaños por colores	Permite rápida identificación visual del tamaño del manguito
Puerto giratorio	Reduce la tensión en el tubo y puerto del manguito. Más comodidad para el paciente.
Números de referencias lógicos, fáciles de aprender	Reduce confusiones a la hora de volver a hacer un pedido
Número de referencia impreso en el manguito	Reduce confusiones a la hora de volver a hacer un pedido
Sin látex	Mejora la seguridad
Cumple con las normas de la AAMI y la AHA de conexión correcta	Ayuda a asegurar exactitud
Validado en los principales Monitores de Presión Arterial	Ayuda a asegurar exactitud
Sin costuras	No se romperá ni se desgarrará
Cierre marca Velcro® de Alta Calidad	Maximiza el ciclo de vida del manguito
Borde suave/doblado (sólo Reutilizable)	Más comodidad para el paciente.
Recubrimiento antibacteriano (solo Reutilizable)	Ayuda a evitar el crecimiento de moho y bacteria
Garantía de 3 años (solamente Reutilizable)	Reduce el coste de repuestos debido a fallos tempranos



Welch Allyn FlexiPort™

OPCIONES DE ESTANDARIZACIÓN

Opción	Explicación	Cómo se conecta el manguito	Ventaja	Desventaja
Configuración completa	El cliente compra el manguito completamente configurado con tubos y conectores	Usando los conectores estándar en el extremo del tubo	Transición fácil ya que requiere pocos cambios	No reduce significativamente costes ni inventarios
Configuración completa a configuración sólo de manguito	El cliente compra el manguito completamente configurado con tubos y conectores para stock de existencias y luego pasa a comprar solamente el repuesto del manguito	Puede ser conectado al puerto FlexiPort o a los conectores tradicionales de los tubos	Puede ser un buen primer paso para que el cliente pase a comprar sólo el manguito	Puede ser confuso el hecho de tener dos puntos de conexión. Se puede perder el tubo ya que se puede remover del manguito o del equipo simultáneamente.
Configuración sólo manguito	Todos los equipos de presión arterial en las instalaciones están equipados con adaptadores/conexiones FlexiPort (1 ó 2 tubos) y compran únicamente manguitos	Se conecta el manguito usando el adaptador FlexiPort que permite que el mismo manguito sea conectado a cualquier equipo.	El manguito se vuelve universal y es el único método real de estandarización en el mercado.	Requiere que todos los equipos estén equipados con adaptadores /conexiones FlexiPort. Esto requiere un esfuerzo inicial.



Welch Allyn FlexiPort™

Estudio aceptación FlexiPort

Estudio	Propósito	Método	Metodología	Resultados
Hospital Pequeño	Determinar el usuario, Aceptación de Flexiport, Concepto la configuración de un Hospital Pequeño	Convertir a sistemad e manguitos FlexiPort forzando al personal a conectar y desconectar los manguitos usando los conectores FlexiPort	Encuentas y Focus Group	Los usuarios prefirieron los manguitos FlexiPort a los que utilizaban anteriormente
Hospital Grande	Determinar el usuario, Aceptación de Flexiport, Concepto la configuración en un Hospital Grande	Convertir a sistemad e manguitos FlexiPort forzando al personal a conectar y desconectar los manguitos usando los conectores FlexiPort	Encuentas y Focus Group	Los usuarios prefirieron los manguitos FlexiPort a los que utilizaban anteriormente
Consultas	Determinar la aceptación de Manguitos de Presión Arterial FlexiPort en configuraciones de consultas	El personal sanitario equipó todos los equipos con conexiones FlexiPort y las usaron como conexiones básicas durante el estudio	Encuentas y Focus Group	Los médicos prefirieron los manguitos FlexiPort en vez de sus manguitos de PA tradicionales.
Estudio Alemán	Determinar el usuario, Aceptación de Flexiport, Concepto la configuración en un Hospital Grande	Convertir un Hospital Grande a manguitos FlexiPor forzando al personal médico a conectar y desconectar los manguitos usando los conectores FlexiPort	Encuentas y Focus Group	Los usuarios prefirieron los manguitos FlexiPort en vez de sus manguitos de PA tradicionales.
Departamento de Urgencias	Verificar si los manguitos son de uso fácil e intuitivo en un ambiente hospitalario de ritmo acelerado	Fase I: los manguitos FlexiPort fueron introducidos en Urgencias sin entrenamiento ni explicación al personal sobre los nuevos manguitos Fase II: se convirtió completamente el Dpto. de Urgencias a FlexiPort y se formó al personal	Fase I: Observación realizada por el personal de Welch Allyn Fase II: Encuestas y Focus Group	Los usuarios se dieron cuenta intuitivamente cómo usar los manguitos y no se interrumpió en atendimiento a los pacientes. A los usuarios les gustaron los manguitos FlexiPort mas que los que usaban.
Hospital Infantil	Determinar la eficacia de los manguitos de PA FlexiPort en configuraciones de Hospitales Pediátricos	Convertir un Hospital Infantil con muchos pacientes a manguitos FlexiPort	Encuentas y Focus Group	Los usuarios prefirieron los manguitos FlexiPort en vez de sus manguitos de PA tradicionales.
Observaciones	Verificar si los manguitos de PA FlexiPort son de uso fácil e intuitivo	Solicitar a los enfermeros que coloquen y retiren los manguitos FlexiPort y que tomen las lecturas de PA sin un entrenamiento previo del producto	Observación, encuestas y Focus Group	FlexiPort resultó de uso fácil e intuitivo y deseable



Welch Allyn FlexiPort™

Preguntas al Público Objetivo


Personal/ Departamento	¿Cuáles son sus misiones?	¿Qué les preocupa?	¿Cómo Flexiport puede ayudar?	Preguntas a formular
Compras	<ul style="list-style-type: none"> Ahorrar dinero Reducir números de referencia Reducir inventarios Suministro consistente Cumplimiento de contratos 	<ul style="list-style-type: none"> Fallos de producto Backorders Complejidad (Números de referencias) 	<ul style="list-style-type: none"> Estandarización a manguitos sin tubos ni conectores Contratos y acuerdos con distribuidores Welch Allyn 	<ul style="list-style-type: none"> ¿Cuántos números de referencia tiene ahora mismo para Manguitos de Presión Arterial? ¿Le gustaría saber cómo puede reducir este número hasta en un 60%? ¿Qué tipo de ahorro le significaría reducir su inventario y el número de referencias en los pedidos ?
Control de Infecciones	<ul style="list-style-type: none"> Reducir contaminación cruzada Mejorar seguridad de los pacientes Minimizar costes asociados a infecciones(estancias más largas, pleitos,...) 	<ul style="list-style-type: none"> Productos con alto riesgo de contaminación Él no cumplimiento de normas de limpieza y desinfección 	El concepto de manguitos sin tubo ni conectores anima el uso de manguitos desechables con cada paciente y no un manguito dedicado a un equipo.	<ul style="list-style-type: none"> ¿Usa actualmente manguitos desechables? ¿Es usted consciente del riesgo de contaminación cruzado al usar un manguito con muchos pacientes? ¿Le gustaría saber más sobre una tecnología que facilitaría el uso de un manguito por paciente?
Enfermería	<ul style="list-style-type: none"> Cuidar a sus pacientes 	<ul style="list-style-type: none"> Trabajo extra provocado por la confusión o dificultad de uso del producto Cualquier cosa que implique pérdida de tiempo Productos que no funcionan 	<ul style="list-style-type: none"> Un único punto de conexión común que es fácil de usar y aprender Menos pérdida de tiempo buscando el manguito correcto No se necesita cambiar de manguito al usar diferentes equipos para la toma de la PA 	<ul style="list-style-type: none"> ¿Le gustaría tener un manguito que funcionara en todos sus equipos de presión arterial? ¿Hasta qué punto está frustrado con las múltiples variaciones de los manguitos de presión arterial?
Biomédicos	<ul style="list-style-type: none"> Asegurarse de que los equipos funcionan Tener equipos y accesorios de alta calidad 	<ul style="list-style-type: none"> Que los productos fallen Que los enfermeros se quejen de los productos Productos complejos que son difíciles de reparar 	<ul style="list-style-type: none"> Los manguitos son fabricados siguiendo altos estándares y rigurosamente probados El diseño es simple con pocas partes y áreas propensas a roturas Permite una conexión común para todos los equipos 	<ul style="list-style-type: none"> ¿Tiene algún problema con manguitos de presión arterial? ¿Cuántos de estos problemas son debido a conectores? ¿Le gustaría conocer más sobre una forma de eliminar la variabilidad de tubos y conectores al estandarizar con un nuevo conector?



Welch Allyn FlexiPort™

Números de referencia lógicos de los manguitos FlexiPort de Welch Allyn

Ejemplo:



Desglose del Número de Referencia:

Desc.	1ª selección
Desechable Soft	SOFT
Reutilizable	REUSE

Guión

Descripción	2ª selección
- Recién-nacido	6
- Infantil	7
- Niño Pequeño	8
- Niño	9
- Adulto Pequeño	10
- Adulto	11
- Adulto Largo	11L
- Adulto Grande	12
- Adulto Grande Largo	12L
- Muslo	13

Guión

Desc.	3ª selección
- 1 tubo	1
- 2 tubos	2
- Sólo manguito	


Descripción	4ª selección
Rosca	SC
Bayoneta*	HP
Triple uso**	TPE
Locking (Cierre)	MQ
Locking(2) ***	MF
Sist. Inflado (Pera)	BV

* Disponible únicamente con conexión de 1 tubo
 ** El conector Tripe Uso en Europa (TPE) viene sin conectar al tubo
 *** Conector macho y hembra (sólo en configuraciones de 2 tubos)





Números de Referencia de los Manguitos FlexiPort™ REUTILIZABLES





FlexiPort™ Reusable Blood Pressure Cuffs

Manguitos FlexiPort Reutilizables



Tamaño	Núm.	Rango	(Cada)
Recien-nacido	6	7-10 cm	REUSE-06
Infante	7	9-13 cm	REUSE-07
Niño Pequeño	8	12-16 cm	REUSE-08
Niño	9	15-21 cm	REUSE-09
Adulto Pequeño	10	20-26 cm	REUSE-10
Adulto	11	25-34 cm	REUSE-11
Adulto Largo	11L	25-34 cm	REUSE-11L
Adulto Grande	12	32-43 cm	REUSE-12
Adulto Grande y Largo	12L	32-43 cm	REUSE-12L
Muslo	13	40-55 cm	REUSE-13

UN TUBO			
 Rosca (Cada)	 Triple uso (Cada)	 Locking (Cada)	 Bayoneta (Cada)
REUSE-06-1SC	REUSE-06-1TPE	REUSE-06-1MQ	REUSE-06-1HP
REUSE-07-1SC	REUSE-07-1TPE	REUSE-07-1MQ	REUSE-07-1HP
REUSE-08-1SC	REUSE-08-1TPE	REUSE-08-1MQ	REUSE-08-1HP
REUSE-09-1SC	REUSE-09-1TPE	REUSE-09-1MQ	REUSE-09-1HP
REUSE-10-1SC	REUSE-10-1TPE	REUSE-10-1MQ	REUSE-10-1HP
REUSE-11-1SC	REUSE-11-1TPE	REUSE-11-1MQ	REUSE-11-1HP
REUSE-11L-1SC	REUSE-11L-1TPE	REUSE-11L-1MQ	REUSE-11L-1HP
REUSE-12-1SC	REUSE-12-1TPE	REUSE-12-1MQ	REUSE-12-1HP
REUSE-12L-1SC	REUSE-12L-1TPE	REUSE-12L-1MQ	REUSE-12L-1HP
REUSE-13-1SC	REUSE-13-1TPE	REUSE-13-1MQ	REUSE-13-1HP


DOS TUBO			
 Rosca (Cada)	 Locking (Cada)	 Tripe uso y tubo vacío (Cada)	 Pera (Cada)
no disponible	no disponible	no disponible	no disponible
REUSE-07-2SC	REUSE-07-2MQ	REUSE-07-2TPE	REUSE-07-2BV
REUSE-08-2SC	REUSE-08-2MQ	REUSE-08-2TPE	REUSE-08-2BV
REUSE-09-2SC	REUSE-09-2MQ	REUSE-09-2TPE	REUSE-09-2BV
REUSE-10-2SC	REUSE-10-2MQ	REUSE-10-2TPE	REUSE-10-2BV
REUSE-11-2SC	REUSE-11-2MQ	REUSE-11-2TPE	REUSE-11-2BV
REUSE-11L-2SC	REUSE-11L-2MQ	REUSE-11L-2TPE	REUSE-11L-2BV
REUSE-12-2SC	REUSE-12-2MQ	REUSE-12-2TPE	REUSE-12-2BV
REUSE-12L-2SC	REUSE-12L-2MQ	REUSE-12L-2TPE	REUSE-12L-2BV
REUSE-13-2SC	REUSE-13-2MQ	REUSE-13-2TPE	REUSE-13-2BV

WelchAllyn®





Números de Referencia de los Manguitos FlexiPort™ DESECHABLES (Soft)





FlexiPort™ Disposable Blood Pressure Cuffs

Manguitos FlexiPort Desechables Soft



Tamaño	Núm.	Rango	(20 por caja)
Recien-nacido	6	7-10 cm	SOFT-06
Infante	7	9-13 cm	SOFT-07
Niño Pequeño	8	12-16 cm	SOFT-08
Niño	9	15-21 cm	SOFT-09
Adulto Pequeño	10	20-26 cm	SOFT-10
Adulto	11	25-34 cm	SOFT-11
Adulto Largo	11L	25-34 cm	SOFT-11L
Adulto Grande	12	32-43 cm	SOFT-12
Adulto Grande y Largo	12L	32-43 cm	SOFT-12L
Muslo	13	40-55 cm	SOFT-13

UN TUBO			
			
Rosca	Triple uso	Locking (Cierre)	Bayoneta
(20 por caja)	(20 por caja)	(20 por caja)	(20 por caja)
SOFT-06-1SC	SOFT-06-1TPE	SOFT-06-1MQ	SOFT-06-1HP
SOFT-07-1SC	SOFT-07-1TPE	SOFT-07-1MQ	SOFT-07-1HP
SOFT-08-1SC	SOFT-08-1TPE	SOFT-08-1MQ	SOFT-08-1HP
SOFT-09-1SC	SOFT-09-1TPE	SOFT-09-1MQ	SOFT-09-1HP
SOFT-10-1SC	SOFT-10-1TPE	SOFT-10-1MQ	SOFT-10-1HP
SOFT-11-1SC	SOFT-11-1TPE	SOFT-11-1MQ	SOFT-11-1HP
SOFT-11L-1SC	SOFT-11L-1TPE	SOFT-11L-1MQ	SOFT-11L-1HP
SOFT-12-1SC	SOFT-12-1TPE	SOFT-12-1MQ	SOFT-12-1HP
SOFT-12L-1SC	SOFT-12L-1TPE	SOFT-12L-1MQ	SOFT-12L-1HP
SOFT-13-1SC	SOFT-13-1TPE	SOFT-13-1MQ	SOFT-13-1HP

DOS TUBO			
			
Rosca	Locking (Cierre)	Triple uso y tubo vacío	Pera
(20 por caja)	(20 por caja)	(20 por caja)	(20 por caja)
no disponible	no disponible	no disponible	no disponible
SOFT-07-2SC	SOFT-07-2MQ	SOFT-07-2TPE	SOFT-07-2BV
SOFT-08-2SC	SOFT-08-2MQ	SOFT-08-2TPE	SOFT-08-2BV
SOFT-09-2SC	SOFT-09-2MQ	SOFT-09-2TPE	SOFT-09-2BV
SOFT-10-2SC	SOFT-10-2MQ	SOFT-10-2TPE	SOFT-10-2BV
SOFT-11-2SC	SOFT-11-2MQ	SOFT-11-2TPE	SOFT-11-2BV
SOFT-11L-2SC	SOFT-11L-2MQ	SOFT-11L-2TPE	SOFT-11L-2BV
SOFT-12-2SC	SOFT-12-2MQ	SOFT-12-2TPE	SOFT-12-2BV
SOFT-12L-2SC	SOFT-12L-2MQ	SOFT-12L-2TPE	SOFT-12L-2BV
SOFT-13-2SC	SOFT-13-2MQ	SOFT-13-2TPE	SOFT-13-2BV

WelchAllyn®



Welch Allyn FlexiPort™

Tamaños y Rangos de Manguitos de Una Pieza


Tamaños y Rangos de Manguitos de Una Pieza

Welch Allyn Soft (No FlexiPort)	Tamaño	Rango (cm)		
		Mínimo	Exp.	Máximo
	Neo 1 (Tamaño 1)	3,3	2,3	5,6
	Neo 2 (Tamaño 2)	4,2	2,9	7,1
	Neo 3 (Tamaño 3)	5,4	3,7	9,1
	Neo 4 (Tamaño 4)	6,9	4,8	11,7
	Neo 5 (Tamaño 5)	8,9	6,1	15

Critikon	Rango (cm)	
	Mínimo	Máximo
	3	6
	4	8
	6	11
	7	13
	8	15

FlexiPort	Recién-nacido (Tamaño 6)	7	3	10
	Infante (Tamaño 7)	9	4	13
	Niño Pequeño (Tamaño 8)	12	4	16
	Niño (Tamaño 9)	15	6	21
	Adulto Pequeño (Tamaño 10)	20	6	26
	Adulto (Tamaño 11)	25	9	34
	Adulto Largo (Tamaño 11L)	25	9	34
	Adulto Grande (Tamaño 12)	32	11	43
	Adulto Grande Largo (Tamaño 12L)	32	11	43
	Muslo (Tamaño 13)	40	15	55

Critikon	-	-
	8	13
	-	-
	12	19
	17	25
	23	33
	23	33
	31	40
	31	40
	38	50



Guía de referencia rápida de Manguitos PA para equipos Welch Allyn

Nuevos códigos FlexiPort

Connector	Aneroides de Pared, Mesa, Carro y de Bolsillo				Aneroides Manuales	
	1 Luer Slip y 1 tubo para pera				1 Luer Lock	
	Reutilizable		Desechable		Reutilizable	Desechable
Tipo Material	Nylon		Soft		Nylon	
	Sin Pera	Con Pera	Sin Pera	Con Pera	Sin Pera	Soft
	Cada		20 unds.		20 unds.	
Recien-nacido	No disponible	No disponible	No disponible	No disponible	Reuse-06-1TPE	Soft-06-1TPE
Infante	Reuse-07-2TPE	Reuse-07-2BV	Soft-07-2TPE	Soft-07-2BV	Reuse-07-1TPE	Soft-07-1TPE
Niño Pequeño	Reuse-08-2TPE	Reuse-08-2BV	Soft-08-2TPE	Soft-08-2BV	Reuse-08-1TPE	Soft-08-1TPE
Niño	Reuse-09-2TPE	Reuse-09-2BV	Soft-09-2TPE	Soft-09-2BV	Reuse-09-1TPE	Soft-09-1TPE
Adulto Pequeño	Reuse-10-2TPE	Reuse-10-2BV	Soft-10-2TPE	Soft-10-2BV	Reuse-10-1TPE	Soft-10-1TPE
Adulto	Reuse-11-2TPE	Reuse-11-2BV	Soft-11-2TPE	Soft-11-2BV	Reuse-11-1TPE	Soft-11-1TPE
Adulto Largo	Reuse-11L-2TPE	Reuse-11L-2BV	Soft-11L-2TPE	Soft-11L-2BV	Reuse-11L-1TPE	Soft-11L-1TPE
Adulto Grande	Reuse-12-2TPE	Reuse-12-2BV	Soft-12-2TPE	Soft-12-2BV	Reuse-12-1TPE	Soft-12-1TPE
Adulto G.y Largo	Reuse-12L-2TPE	Reuse-12L-2BV	Soft-12L-2TPE	Soft-12L-2BV	Reuse-12L-1TPE	Soft-12L-1TPE
Musio	Reuse-13-2TPE	Reuse-13-2BV	Soft-13-2TPE	Soft-13-2BV	Reuse-13-1TPE	Soft-13-1TPE

DuraShock				
Tipo Material	Reutilizable	Desechable	Reutilizable	Desechable
	Mang.1 tubo	Mang.1 tubo	Manu.2 tubos	Manu.2 tubos
	Sin Pera	Sin Pera	Sin Pera	Sin Pera
Pera	Cada		20 unds.	
Recien-nacido	Reuse-06-1TPE	Soft-06-1TPE	Reuse-06-2TPE	Soft-06-2TPE
Infante	Reuse-07-1TPE	Soft-07-1TPE	Reuse-07-2TPE	Soft-07-2TPE
Niño Pequeño	Reuse-08-1TPE	Soft-08-1TPE	Reuse-08-2TPE	Soft-08-2TPE
Niño	Reuse-09-1TPE	Soft-09-1TPE	Reuse-09-2TPE	Soft-09-2TPE
Adulto Pequeño	Reuse-10-1TPE	Soft-10-1TPE	Reuse-10-2TPE	Soft-10-2TPE
Adulto	Reuse-11-1TPE	Soft-11-1TPE	Reuse-11-2TPE	Soft-11-2TPE
Adulto Largo	Reuse-11L-1TPE	Soft-11L-1TPE	Reuse-11L-2TPE	Soft-11L-2TPE
Adulto Grande	Reuse-12-1TPE	Soft-12-1TPE	Reuse-12-2TPE	Soft-12-2TPE
Adulto G.y Largo	Reuse-12L-1TPE	Soft-12L-1TPE	Reuse-12L-2TPE	Soft-12L-2TPE
Musio	Reuse-13-1TPE	Soft-13-1TPE	Reuse-13-2TPE	Soft-13-2TPE

Tipo Material	DuraShock DS44		DuraShock DS45	
	Reutilizable		Reutilizable	
	Nylon		Nylon	
Pera	Sin Pera	Con Pera	Sin Pera	Con Pera
Niño	DS44-DUR09	DS44-DUR09F	DS45-DUR09	DS45-DUR09F
Niño con Impres.	DS44-DUR09P	DS44-DUR09PF	DS45-DUR09P	DS45-DUR09PF
Adulto Pequeño	DS44-DUR10	DS44-DUR10F	DS45-DUR10	DS45-DUR10F
Adulto	DS44-DUR11	DS44-DUR11F	DS45-DUR11	DS45-DUR11F
Adulto Grande	DS44-DUR12	DS44-DUR12F	DS45-DUR12	DS45-DUR12F

Tipo Material	Manguitos Tradicionales de Dos Tubos				
	Un tubo para Equipos Mecánicos (Sin Pera)	Dos tubos para Equipos Mecánicos (Sin Pera)	Dos tubos con Pera	Un tubo para Spot (4200 Series)	Dos tubos para Spot Lxi (4500 Series)
	Sin Pera	Sin Pera	Sin Pera	Sin Pera	Sin Pera
Recien-nacido	5082-07	N/A	No disponible		
Infante	5082-03	5082-08	No disponible		
Niño Pequeño	No disponible	No disponible	No disponible		
Niño	5082-42	5082-24	5082-21	5200-03	4500-01
Niño con Imp.	5082-62	No disponible	No disponible		
Adulto Pequeño	No disponible	No disponible	No disponible		
Adulto	5082-43	5082-25	5082-22	5200-01	4500-02
Adulto Grande	5082-44	5082-26	5082-23	5200-02	4500-03
Musio	5082-77	5082-78	5082-45	5200-10	4500-04

Conector	Atlas, Vital Signs y Spot		Monitores Propaq y PIC			Spot		Monitores Neonatales		
	1 Rosca		1 Locking					Luer Slip		
	Reutilizable		Disponible			Reutilizable		Desechable		
Tipo Material	Nylon		Nylon			Nylon		Soft		
	Sin Pera	Con Pera	Sin Pera	Soft	Sin Pera	Soft	Sin Pera	Soft		
	Cada		20 unds.			Cada		20 unds.		
Recien-nacido	Reuse-06-1SC	Soft-06-1SC	Reuse-06-1MQ	Soft-07-1MQ		Reuse-06-2MQ	Soft-07-2MQ	Neo 1	5082-101-1	5082-101-2
Infante	Reuse-07-1SC	Soft-07-1SC	Reuse-07-1MQ	Soft-07-1MQ		Reuse-07-2MQ	Soft-07-2MQ	Neo 2	5082-102-1	5082-102-2
Niño Pequeño	Reuse-08-1SC	Soft-08-1SC	Reuse-08-1MQ	Soft-08-1MQ		Reuse-08-2MQ	Soft-08-2MQ	Neo 3	5082-103-1	5082-103-2
Niño	Reuse-09-1SC	Soft-09-1SC	Reuse-09-1MQ	Soft-09-1MQ		Reuse-09-2MQ	Soft-09-2MQ	Neo 4	5082-104-1	5082-104-2
Adulto Pequeño	Reuse-10-1SC	Soft-10-1SC	Reuse-10-1MQ	Soft-10-1MQ		Reuse-10-2MQ	Soft-10-2MQ	Neo 5	5082-105-1	5082-105-2
Adulto	Reuse-11-1SC	Soft-11-1SC	Reuse-11-1MQ	Soft-11-1MQ		Reuse-11-2MQ	Soft-11-2MQ			
Adulto Largo	Reuse-11L-1SC	Soft-11L-1SC	Reuse-11L-1MQ	Soft-11L-1MQ		Reuse-11L-2MQ	Soft-11L-2MQ			
Adulto Grande	Reuse-12-1SC	Soft-12-1SC	Reuse-12-1MQ	Soft-12-1MQ		Reuse-12-2MQ	Soft-12-2MQ			
Adulto G.y Largo	Reuse-12L-1SC	Soft-12L-1SC	Reuse-12L-1MQ	Soft-12L-1MQ		Reuse-12L-2MQ	Soft-12L-2MQ			
Musio	Reuse-13-1SC	Soft-13-1SC	Reuse-13-1MQ	Soft-13-1MQ		Reuse-13-2MQ	Soft-13-2MQ			

Conector	Monitores Hewlett Packard, Spacelabs y Datascope		Monitores Critikon DiN/Amap		Spot Lxi y Monitores Marquette	
	1 Bayoneta		2 Rosca		2 Locking	
	Reutilizable		Reutilizable		Reutilizable	
	Desechable		Desechable		Desechable	
Tipo Material	Nylon		Nylon		Nylon	
	Sin Pera	Soft	Sin Pera	Soft	Sin Pera	Soft
	Cada		20 unds.		Cada	
Recien-nacido	Reuse-06-1HP	Soft-06-1HP	No disponible	No disponible	No disponible	No disponible
Infante	Reuse-07-1HP	Soft-07-1HP	Reuse-07-2SC	Soft-07-2SC	Reuse-07-2MQ	Soft-07-2MQ
Niño Pequeño	Reuse-08-1HP	Soft-08-1HP	Reuse-08-2SC	Soft-08-2SC	Reuse-08-2MQ	Soft-08-2MQ
Niño	Reuse-09-1HP	Soft-09-1HP	Reuse-09-2SC	Soft-09-2SC	Reuse-09-2MQ	Soft-09-2MQ
Adulto Pequeño	Reuse-10-1HP	Soft-10-1HP	Reuse-10-2SC	Soft-10-2SC	Reuse-10-2MQ	Soft-10-2MQ
Adulto	Reuse-11-1HP	Soft-11-1HP	Reuse-11-2SC	Soft-11-2SC	Reuse-11-2MQ	Soft-11-2MQ
Adulto Largo	Reuse-11L-1HP	Soft-11L-1HP	Reuse-11L-2SC	Soft-11L-2SC	Reuse-11L-2MQ	Soft-11L-2MQ
Adulto Grande	Reuse-12-1HP	Soft-12-1HP	Reuse-12-2SC	Soft-12-2SC	Reuse-12-2MQ	Soft-12-2MQ
Adulto G.y Largo	Reuse-12L-1HP	Soft-12L-1HP	Reuse-12L-2SC	Soft-12L-2SC	Reuse-12L-2MQ	Soft-12L-2MQ
Musio	Reuse-13-1HP	Soft-13-1HP	Reuse-13-2SC	Soft-13-2SC	Reuse-13-2MQ	Soft-13-2MQ



Welch Allyn FlexiPort™

Guía Rápida de Referencia Cruzada con Critikon y HP Manguitos REUTILIZABLES

Tamaño	Tubos	Conexión	Welch Allyn Part Number		Critikon	HP/Philips
			FlexiPort	Mangu. Anterior		
Niño	1	Bayoneta	Reuse-09-1HP	5082-84-3HP / 1000-9-1HP	2275	40401B o M4453A
		Locking	Reuse-09-1MQ	5082-84-3MQ / 1000-9-1MQ		
		Rosca	Reuse-09-1SC	5082-84-3 / 1000-9-1		
		Luer	Reuse-09-1TPE	5082-84-1 / 1000-9-1NC	2780	
	2	Pera	Reuse-09-2BV	5082-224-1	2384	
		Locking	Reuse-09-2MQ	5082-84-4MQ / 1000-9-2MQ	2201	
Rosca		Reuse-09-2SC	5082-84-4 / 1000-9-2	2781	M2262A o M4563A	
Adulto Peq.	1	Bayoneta	Reuse-10-1HP	5082-85-3HP / 1000-10-1HP	2276	M1573A o M4554A
		Locking	Reuse-10-1MQ	5082-85-3MQ / 1000-10-1-MQ		
		Rosca	Reuse-10-1SC	5082-85-3 / 1000-10-1		
		Luer	Reuse-10-1TPE	5082-85-1 / 1000-10-1NC	2778	
	2	Pera	Reuse-10-2BV	5082-225-1	2383	
		Locking	Reuse-10-2MQ	5082-85-4MQ / 1000-10-2MQ	2202	
Rosca		Reuse-10-2SC	5082-85-4 / 1000-10-2	2779	M4564A	
Adulto	1	Bayoneta	Reuse-11-1HP	5082-86-3HP / 1000-11-1HP	2277	40401C o M4555A
		Locking	Reuse-11-1MQ	5082-86-3MQ / 1000-11-1MQ		
		Rosca	Reuse-11-1SC	5082-86-3 / 1000-11-1		
		Luer	Reuse-11-1TPE	5082-86-1 / 1000-11-1NC	2770	
	2	Pera	Reuse-11-2BV	5082-226-1	2380	
		Locking	Reuse-11-2MQ	5082-86-4MQ / 1000-11-2MQ	2203	
Rosca		Reuse-11-2SC	5082-86-4 / 1000-11-2	2771	M2264A o M4565A	
Adulto Largo	1	Bayoneta	Reuse-11L-1HP	5082-86L-3HP / 1000-11L-1HP	2130	M4556A
		Locking	Reuse-11L-1MQ	5082-86L-3MQ / 1000-11L-1MQ		
		Rosca	Reuse-11L-1SC	5082-86L-3 / 1000-11L-1		
		Luer	Reuse-11L-1TPE	5082-86L-1 / 1000-11L-1NC		
	2	Pera	Reuse-11L-2BV	5082-226L-1		
		Locking	Reuse-11L-2MQ	5082-86L-4MQ / 1000-11L-2MQ		
Rosca		Reuse-11L-2SC	5082-86L-4 / 1000-11L-2	2772	M4566A	
Adulto Grande	1	Bayoneta	Reuse-12-1HP	5082-87-3HP / 1000-12-1HP	2278	40401D o M4567A
		Locking	Reuse-12-1MQ	5082-87-3MQ / 1000-12-1MQ		
		Rosca	Reuse-12-1SC	5082-87-3 / 1000-12-1		
		Luer	Reuse-12-1TPE	5082-87-1 / 1000-12-1NC	2790	
	2	Pera	Reuse-12-2BV	5082-227-1	2381	
		Locking	Reuse-12-2MQ	5082-87-4MQ / 1000-12-2MQ	2204	
Rosca		Reuse-12-2SC	5082-87-4 / 1000-12-2	2791	M2265A o M4568A	
Adulto Grande Largo	1	Bayoneta	Reuse-12L-1HP	5082-87L-3HP / 1000-12L-1HP	2131	M4558A
		Rosca	Reuse-12L-1SC	5082-87L-3 / 1000-12L-1		
		Luer	Reuse-12L-1TPE	5082-87L-1 / 1000-12L-1NC		
	2	Pera	Reuse-12L-2BV	5082-227L-1		
		Locking	Reuse-12L-2MQ	5082-87L-4MQ / 1000-12L-2MQ		
		Rosca	Reuse-12L-2SC	5082-87L-4 / 1000-12L-2	2784	M4568A
Muslo	1	Bayoneta	Reuse-13-1HP	5082-88-3HP / 1000-13-1HP	2279	40401E o M4559A
		Locking	Reuse-13-1MQ	5082-88-3MQ / 1000-13-1MQ		
		Rosca	Reuse-13-1SC	5082-88-3 / 1000-13-1		
		Luer	Reuse-13-1TPE	5082-88-1 / 1000-13-1NC	2795	
	2	Pera	Reuse-13-2BV	5082-228-1	2382	
		Locking	Reuse-13-2MQ	5082-88-4MQ / 1000-13-2MQ	2205	
Rosca		Reuse-13-2SC	5082-88-4 / 1000-13-2	2796	M2266A o M4569A	



Welch Allyn FlexiPort™

Guía Rápida de Referencia Cruzada con Critikon Manguitos DESECHABLES SOFT

Tamaño	Tubos	Conexión	Núm.Ref. Welch Allyn		Critikon
			FlexiPort	Mang. Anterior	
Niño	1	Bayoneta	Soft-09-1HP	5082-94-3HP	2361
		Locking	Soft-09-1MQ	5082-94-3MQ	2321
		Rosca	Soft-09-1SC	5082-94-3	
		Luer	Soft-09-1TPE	5082-94-1	2107
	2	Pera	Soft-09-2BV	5082-234-1	002584
		Locking	Soft-09-2MQ	5082-94-4MQ	2402
Rosca		Soft-09-2SC	5082-94-4	2501	
Adulto Peq.	1	Bayoneta	Soft-10-1HP	5082-95-3HP	2362
		Locking	Soft-10-1MQ	5082-95-3MQ	2322
		Rosca	Soft-10-1SC	5082-95-3	
		Luer	Soft-10-1TPE	5082-95-1	2109
	2	Pera	Soft-10-2BV	5082-235-1	002583
		Locking	Soft-10-2MQ	5082-95-4MQ	2403
Rosca		Soft-10-2SC	5082-95-4	2502	
Adulto Peq.	1	Bayoneta	Soft-11-1HP	5082-96-3HP	2363
		Locking	Soft-11-1MQ	5082-96-3MQ	2323
		Rosca	Soft-11-1SC	5082-96-3	
		Luer	Soft-11-1TPE	5082-96-1	2110
	2	Pera	Soft-11-2BV	5082-236-1	002580
		Locking	Soft-11-2MQ	5082-96-4MQ	2404
Rosca		Soft-11-2SC	5082-96-4	2503	
Adulto Largo	1	Bayoneta	Soft-11L-1HP	5082-96L-3HP	2140
		Locking	Soft-11L-1MQ	5082-96L-3MQ	
		Rosca	Soft-11L-1SC	5082-96L-3	
		Luer	Soft-11L-1TPE	5082-96L-1	2104
	2	Pera	Soft-11L-2BV	5082-236L-1	002582
		Locking	Soft-11L-2MQ	5082-96L-4MQ	2116
Rosca		Soft-11L-2SC	5082-96L-4	2604	
Adulto Grande	1	Bayoneta	Soft-12-1HP	5082-97-3HP	2364
		Locking	Soft-12-1MQ	5082-97-3MQ	2324
		Rosca	Soft-12-1SC	5082-97-3	
		Luer	Soft-12-1TPE	5082-97-1	2111
	2	Pera	Soft-12-2BV	5082-237-1	002581
		Locking	Soft-12-2MQ	5082-97-4MQ	2405
Rosca		Soft-12-2SC	5082-97-4	2504	
Adulto Grande Largo	1	Bayoneta	Soft-12L-1HP	5082-97L-3HP	2141
		Rosca	Soft-12L-1SC	5082-97L-3	
		Luer	Soft-12L-1TPE	5082-97L-1	2105
	2	Pera	Soft-12L-2BV	5082-237L-1	002585
		Locking	Soft-12L-2MQ	5082-97L-4MQ	2117
		Rosca	Soft-12L-2SC	5082-97L-4	2644
Muslo	1	Bayoneta	Soft-13-1HP	5082-98-3HP	2365
		Locking	Soft-13-1MQ	5082-98-3MQ	2325
		Rosca	Soft-13-1SC	5082-98-3	
		Luer	Soft-13-1TPE	5082-98-1	2112
	2	Pera	Soft-13-2BV	5082-238-1	
		Locking	Soft-13-2MQ	5082-98-4MQ	2406
	Rosca	Soft-13-2SC	5082-98-4	2505	



Welch Allyn FlexiPort™

Tabla comparativa con Manguitos de la Competencia

MANGUITOS REUTILIZABLES

	Welch Allyn	Critikon	Philips
Lugar de fabricación	México	México	(Holanda)
Garantía	3 AÑOS	30 DÍAS	1 AÑO
Construcción	una pieza	una pieza	Disponible en una pieza y en dos piezas
Codificación por colores	Sí (tamaños estándar)	Sí	Sí, algunos modelos
Material antimicrobiano	Si	No	Sí - Algunos Modelos
FlexiPort (capacidad de cambiar de un tubo a dos tubos)	Sí	No	No
Especificaciones de la AAMI	Sí	Sí	Sí
Validado para los actuales monitores	Sí	No (sólo estudio antiguo)	No
Extremo suave/doblado	Sí	Sí	Sí
Costura que puede deshilacharse	Sin costuras	Sí	Sí
Sin látex	Sí	Sí	Sí
Market Share	29%	52%	5%
Como vender contra		No tiene la garantía de FlexiPort, ni tratamiento antimicrobial	No tiene la garantía de FlexiPort, sólo de dos piezas y generalmente es caro.

MANGUITOS DESECHABLES

	Welch Allyn	Critikon	Phillips
Lugar de fabricación	EE.UU. Y México	México	(Holanda)
Material	Sontara (Soft)	Softy	
Codificación por colores	Sí (en la marca Welch Allyn)	Sí	Sí
FlexiPort (capacidad de cambiar de un tubo a dos tubos)	Sí	No	No
Especificaciones de la AAMI	Sí	Sí	
Validado para los actuales monitores	Sí	No (sólo estudio antiguo)	No (monitors se cita monitores de PANI)
Sin látex	Sí	Sí	Sí
¿Se suministran conectores durante la conversión?	Sí	Se toma devuelta si el cliente cambia de manguito	No es común
Market Share (Estimado en base a los distribuidores)	Mas del 20%	44%	1%



Estandarización de manguitos para la presión arterial

Con la tecnología FlexiPort™ de Welch Allyn

Auténtica estandarización en un momento.

WelchAllyn®

Advancing Frontline Care™

El manguito ideado para todos los entornos de atención al paciente

Una verdadera estandarización en un momento con los manguitos para presión arterial Welch Allyn FlexiPort™

Al estandarizar sus instalaciones con los manguitos FlexiPort de Welch Allyn, podrá usar prácticamente un único manguito en cualquier área de cuidados de paciente. Basta con equipar todos los equipos para tomar la presión arterial con la conexión FlexiPort, ponerle un manguito al paciente a su ingreso en el hospital y, en un momento, acoplar directamente la conexión FlexiPort al manguito de presión arterial mientras el paciente pasa de un área del hospital a otro. Así se eliminan las conexiones tradicionales y los diversos tubos.

Al estandarizar con manguitos para la presión arterial desechables FlexiPort de Welch Allyn :

- Cada manguito se puede emplear en equipos de uno o dos tubos. Así usted podrá usar un manguito en prácticamente cualquier área y con cualquier dispositivo del centro sanitario.
- El número de referencias se reduce en un 60 por ciento, lo que simplifica los pedidos y el inventario
- Los manguitos están disponibles en distintos tamaños para adaptarse prácticamente en cualquier paciente
- Usando un manguito por paciente se reduce el riesgo de contaminación cruzada
- Se puede optar entre elegir material desechable o reutilizable
- Se elimina la confusión de múltiples configuraciones de tubos y conectores

¿Cómo FlexiPort puede ayudarle?



Clínicos

Gracias a los manguitos FlexiPort, hoy se puede encontrar el manguito para la presión arterial adecuado de manera más fácil y rápida que nunca. Usted pasará menos tiempo buscando el manguito correcto, aplicándolo y conectándolo al equipo, lo que le dejará más tiempo para dedicar a los enfermos.



Ingenieros biomédicos

Con menos piezas y un único punto de conexión para sus manguitos se logra un sistema más fiable y con menos quejas por parte del personal hospitalario.



Pedidos

Elimine distintos dispositivos de tubo y conector, reduzca los números de referencias en un 60%, simplifique el inventario y consiga un proceso de pedidos más rápido y sencillo que nunca.



Control de infecciones

Reduzca el riesgo de contaminación cruzada usando un único manguito que va con cada paciente de un área a otro, de una planta a otra, de un departamento a otro. Use únicamente un manguito con muchos dispositivos y no con muchos pacientes.





Con FlexiPort, sólo tendrá que usar un manguito en todos los equipos para tomar la presión arterial electrónicos y manuales compatibles – incluso los no fabricados por Welch Allyn.



¿Por qué FlexiPort?

Los actuales métodos de estandarización de manguitos implican normalmente una serie desconcertante de tipos de manguitos, tubos en Y, pinzas y conectores cuyo resultados son altos niveles de inventario, confusión para el personal sanitario y posibles problemas del rendimiento del equipo debido a conexiones incorrectas o con fugas. La tecnología FlexiPort ofrece una solución con un único punto de conexión, lo que reduce el número de referencias y la confusión además de asegurar conexiones herméticas y fiables así como unos resultados óptimos del sistema.





Reduzca los números de referencia en un 60%

La estandarización con los manguitos de presión arterial FlexiPort de Welch Allyn facilita más que nunca los pedidos y el inventario de los mismos. Compre manguitos FlexiPort sin tubos ni conectores y su centro contará con una auténtica estandarización en un momento.



3 pasos simples para la estandarización

Paso 1

Acople la conexión/adaptador FlexiPort a todos los aparatos para la presión arterial.



Paso 2

Elija el material del magueto.

Soft desechable Reutilizable



Paso 3

Elija el tamaño de manguito adecuado.



Tamaño	Rango	Soft desechable	Reutilizable
Neonato (6)	7-10 cm	SOFT-06	REUSE-06
Infantil (7)	9-13 cm	SOFT-07	REUSE-07
Niño pequeño (8)	12-16 cm	SOFT-08	REUSE-08
Niño (9)	15-21 cm	SOFT-09	REUSE-09
Adulto pequeño (10)	20-26 cm	SOFT-10	REUSE-10
Adulto (11)	25-34 cm	SOFT-11	REUSE-11
Adulto largo (11L)	25-34 cm	SOFT-11L	REUSE-11L
Adulto ancho (12)	32-43 cm	SOFT-12	REUSE-12
Adulto largo ancho (12L)	32-43 cm	SOFT-12L	REUSE-12L
Muslo (13)	40-55 cm	SOFT-13	REUSE-13

Los números de referencia que anteceden representan configuraciones de manguito sin tubos ni conectores. Si desea una lista completa, diríjase a su representante local.

Manguitos desechables neonatales* Soft con luer slip macho

Tamaño	Rango	Un tubo (10 unidades)	Dos tubos (10 unidades)
NEO 1	3.3-5.6 cm	5082-101-1	5082-101-2
NEO 2	4.2-7.1 cm	5082-102-1	5082-102-2
NEO 3	5.4-9.1 cm	5082-103-1	5082-103-2
NEO 4	6.9-11.7 cm	5082-104-1	5082-104-2
NEO 5	8.9-15.0 cm	5082-105-1	5082-105-2
Multi-pack	1 de cada	5082-241-9	5082-241-10

* Los manguitos neonatales no incorporan la tecnología FlexiPort.

Si desea más información sobre los beneficios que su centro puede obtener con los manguitos FlexiPort, diríjase al representante local de Welch Allyn o visítenos en www.welchallyn.com/flexiport.

Welch Allyn Iberia
 General Varela 35, planta 2ª, oficina 10-11, 28020 Madrid, España,
 Tel: +34 91 2990376
 Fax: +34 91 4252679
www.welchallyn.es


WelchAllyn®

Advancing Frontline Care™



Se cierra con Velcro® de alta calidad

Los números de referencia van impresos en el manguito



Simplifique su inventario reduciendo el número de referencias

Una vez tenga la conexión/adaptador FlexiPort conectado a sus equipos de presión arterial, usted puede comprar manguitos sin tubos ni conectores - reduciendo así el número de referencias en más de un 60%.

		Opción 1	Opción 2							
		Acople las conexiones de arriba directamente al tubo de su equipo.	Compre manguitos FlexiPort con tubos y conectores para acoplarlos a sus equipos para tomar la presión arterial sin necesidad de otros cambios.							
		No se necesitan conectores ni tubos	Un tubo				Dos tubos			
Tamaño (cada)	Rango	FlexiPort	Rosca	Triple funcionalidad	Cierre	Bayoneta	Rosca	Cierre	Triple funcionalidad y tubo vacío	Sistema de inflado
Recién Nacido (6)	7-10 cm	REUSE-06	REUSE-06-1SC	REUSE-06-1TPE	REUSE-06-1MQ	REUSE-06-1HP	n/a	n/a	n/a	n/a
Infante (7)	9-13 cm	REUSE-07	REUSE-07-1SC	REUSE-07-1TPE	REUSE-07-1MQ	REUSE-07-1HP	REUSE-07-2SC	REUSE-07-2MQ	REUSE-07-2TPE	REUSE-07-2BV
Niño pequeño (8)	12-16 cm	REUSE-08	REUSE-08-1SC	REUSE-08-1TPE	REUSE-08-1MQ	REUSE-08-1HP	REUSE-08-2SC	REUSE-08-2MQ	REUSE-08-2TPE	REUSE-08-2BV
Niño (9)	15-21 cm	REUSE-09	REUSE-09-1SC	REUSE-09-1TPE	REUSE-09-1MQ	REUSE-09-1HP	REUSE-09-2SC	REUSE-09-2MQ	REUSE-09-2TPE	REUSE-09-2BV
Adulto pequeño (10)	20-26 cm	REUSE-10	REUSE-10-1SC	REUSE-10-1TPE	REUSE-10-1MQ	REUSE-10-1HP	REUSE-10-2SC	REUSE-10-2MQ	REUSE-10-2TPE	REUSE-10-2BV
Adulto (11)	25-34 cm	REUSE-11	REUSE-11-1SC	REUSE-11-1TPE	REUSE-11-1MQ	REUSE-11-1HP	REUSE-11-2SC	REUSE-11-2MQ	REUSE-11-2TPE	REUSE-11-2BV
Adulto Largo (11L)	25-34 cm	REUSE-11L	REUSE-11L-1SC	REUSE-11L-1TPE	REUSE-11L-1MQ	REUSE-11L-1HP	REUSE-11L-2SC	REUSE-11L-2MQ	REUSE-11L-2TPE	REUSE-11L-2BV
Adulto ancho (12)	32-43 cm	REUSE-12	REUSE-12-1SC	REUSE-12-1TPE	REUSE-12-1MQ	REUSE-12-1HP	REUSE-12-2SC	REUSE-12-2MQ	REUSE-12-2TPE	REUSE-12-2BV
Adulto largo ancho (12L)	32-43 cm	REUSE-12L	REUSE-12L-1SC	REUSE-12L-1TPE	REUSE-12L-1MQ	REUSE-12L-1HP	REUSE-12L-2SC	REUSE-12L-2MQ	REUSE-12L-2TPE	REUSE-12L-2BV
Muslo (13)	40-55 cm	REUSE-13	REUSE-13-1SC	REUSE-13-1TPE	REUSE-13-1MQ	REUSE-13-1HP	REUSE-13-2SC	REUSE-13-2MQ	REUSE-13-2TPE	REUSE-13-2BV

* Para un conector Cierre macho y uno hembra, modifique "MQ" a "MF" en los números de referencia.

Para más información, póngase en contacto con su representante Welch Allyn local o visite www.welchallyn.com.

Welch Allyn Iberia
 General Varela 35, planta 2ª, oficina 10-11, 28020 Madrid, España,
 Tel: +34 91 2990376
 Fax: +34 91 4252679
www.welchallyn.es

WelchAllyn®

Advancing Frontline Care™



Welch Allyn FlexiPort™

Manguitos reutilizables para la presión arterial

El único manguito diseñado pensando en las auténticas prioridades – usted y sus pacientes.

Manguitos reutilizables FlexiPort™ para la presión arterial

Verdadera estandarización en un instante

Duraderos, fáciles de usar y económicos, los manguitos Welch Allyn son los preferidos en los hospitales y las clínicas del mundo. ¿La razón? Porque Welch Allyn puede ofrecer prácticamente cualquier tipo, tamaño y configuración de manguito, además con la capacidad de simplificar inventarios como ningún otro fabricante de manguitos con nuestra innovadora conexión FlexiPort™, que hace que cualquier manguito pueda ser de uno o dos tubos.

- Al poder acoplar/quitar el tubo fácilmente y con una sola mano, FlexiPort facilita y hace mucho más rápida la operación de cambiar los manguitos
- Probado para resistir ambientes clínicos
- 3 años de garantía
- Cumple con todas las directrices clínicas más recientes de AAMI y AHA para que una correcta conexión
- La estandarización puede reducir el número de referencias en más de un 60%



La tecnología patentada FlexiPort permite que un manguito sea utilizado en prácticamente cualquier área de cuidados de paciente.




No hay costuras que puedan desgastarse o rasgarse

Un recubrimiento antimicrobiano evita la proliferación de moho y bacterias



¿Qué es FlexiPort?

FlexiPort es un sistema único de conexión entre equipos y manguitos que hace posible que cualquier manguito pueda ser utilizado tanto con uno o dos tubos.



Un puerto giratorio reduce la tensión en el tubo del manguito y el orificio, lo que mejora la comodidad del paciente y la duración del manguito



Los tamaños más comunes están codificados por colores para facilitar el uso del tamaño de manguito adecuado.

El borde suave reduce el riesgo de cortes y arañazos, aumentando la comodidad del paciente

El material sin látex minimiza el riesgo de reacciones alérgicas

El manguito idóneo. Los tubos idóneos. Sin pérdida de tiempo.

La conexión FlexiPort, única, permite por primera vez una verdadera estandarización de manguitos en sus instalaciones. Con FlexiPort, encontrar el manguito correcto es más fácil que nunca al eliminar las desagradables confusiones y dificultades de configuraciones de tubo y conexiones.



Reduzca el Numero de Referencias en un 60%



2 Puertos



1 Puerto

La única solución real de estandarización

Con FlexiPort, Welch Allyn es la única compañía que ofrece una verdadera solución para estandarizar los manguitos en su centro. Al conectar los tubos al manguito, los manguitos desechables FlexiPort facilitan al personal sanitario el encontrar el manguito adecuado y además reducen el número de referencias en más de un 60%, simplificando inventarios y pedidos.

Si desea más información sobre cómo simplificar su inventario de manguitos con Welch Allyn, diríjase a su representante de ventas local de Welch Allyn

		Opción 1	Opción 2								
		Acople las conexiones de arriba directamente al tubo de su equipo.	Compre manguitos FlexiPort con tubos y conectores para acoplarlos a sus equipos para la presión arterial sin más cambios.								
		Acople las conexiones de arriba directamente al tubo de su equipo.	Un tubo				Dos tubos				
		No se necesitan conectores ni tubos									
Tamaño (20 manguitos/caja)	Rango	FlexiPort	Rosca	Triple funcionalidad	Cierre	Bayoneta	Rosca	Cierre	Triple funcionalidad y tubo vacío	Sistema de inflado	
Recién nacido (6)	7-10 cm	SOFT-06	SOFT-06-1SC	SOFT-06-1TPE	SOFT-06-1MQ	SOFT-06-1HP	n/a	n/a	n/a	n/a	
Lactante (7)	9-13 cm	SOFT-07	SOFT-07-1SC	SOFT-07-1TPE	SOFT-07-1MQ	SOFT-07-1HP	SOFT-07-2SC	SOFT-07-2MQ	SOFT-07-2TPE	SOFT-07-2BV	
Niño pequeño (8)	12-16 cm	SOFT-08	SOFT-08-1SC	SOFT-08-1TPE	SOFT-08-1MQ	SOFT-08-1HP	SOFT-08-2SC	SOFT-08-2MQ	SOFT-08-2TPE	SOFT-08-2BV	
Niño (9)	15-21 cm	SOFT-09	SOFT-09-1SC	SOFT-09-1TPE	SOFT-09-1MQ	SOFT-09-1HP	SOFT-09-2SC	SOFT-09-2MQ	SOFT-09-2TPE	SOFT-09-2BV	
Adulto pequeño (10)	20-26 cm	SOFT-10	SOFT-10-1SC	SOFT-10-1TPE	SOFT-10-1MQ	SOFT-10-1HP	SOFT-10-2SC	SOFT-10-2MQ	SOFT-10-2TPE	SOFT-10-2BV	
Adulto (11)	25-34 cm	SOFT-11	SOFT-11-1SC	SOFT-11-1TPE	SOFT-11-1MQ	SOFT-11-1HP	SOFT-11-2SC	SOFT-11-2MQ	SOFT-11-2TPE	SOFT-11-2BV	
Adulto largo (11L)	25-34 cm	SOFT-11L	SOFT-11L-1SC	SOFT-11L-1TPE	SOFT-11L-1MQ	SOFT-11L-1HP	SOFT-11L-2SC	SOFT-11L-2MQ	SOFT-11L-2TPE	SOFT-11L-2BV	
Adulto ancho (12)	32-43 cm	SOFT-12	SOFT-12-1SC	SOFT-12-1TPE	SOFT-12-1MQ	SOFT-12-1HP	SOFT-12-2SC	SOFT-12-2MQ	SOFT-12-2TPE	SOFT-12-2BV	
Adulto largo ancho (12L)	32-43 cm	SOFT-12L	SOFT-12L-1SC	SOFT-12L-1TPE	SOFT-12L-1MQ	SOFT-12L-1HP	SOFT-12L-2SC	SOFT-12L-2MQ	SOFT-12L-2TPE	SOFT-12L-2BV	
Muslo (13)	40-55 cm	SOFT-13	SOFT-13-1SC	SOFT-13-1TPE	SOFT-13-1MQ	SOFT-13-1HP	SOFT-13-2SC	SOFT-13-2MQ	SOFT-13-2TPE	SOFT-13-2BV	

* Para un conector Cierre macho y uno hembra, modifique "MQ" a "MF" en los números de referencia.

Estandarice su centro y olvídense de tubos y conexiones

- 1) Equipe todos los equipos para la presión arterial con dispositivos FlexiPort
- 2) Asigne un manguito al paciente a su ingreso en el hospital
- 3) Haga uso de la capacidad única de acoplar los manguitos de los pacientes directamente a los equipos para la presión arterial – de una sala a otra, de una planta a otra, de un departamento a otro

Si desea más información, diríjase a su representante local de Welch Allyn o visítenos en www.welchallyn.com.

Welch Allyn Iberia
 General Varela 35, planta 2ª, oficina 10-11, 28020 Madrid, España,
 Tel: +34 91 2990376 Fax: +34 91 4252679
www.welchallyn.es

Manguitos neonatales desechables Soft con Luer Slips macho

Tamaño	Rango	Un tubo (caja 10)	Dos tubos (caja 10)
NEO 1	3.3-5.6 cm	5082-101-1	5082-101-2
NEO 2	4.2-7.1 cm	5082-102-1	5082-102-2
NEO 3	5.4-9.1 cm	5082-103-1	5082-103-2
NEO 4	6.9-11.7 cm	5082-104-1	5082-104-2
NEO 5	8.9-15.0 cm	5082-105-1	5082-105-2
Multi-Pack	1 de cada	5082-241-9	5082-241-10

* Los manguitos para neonatos no son compatibles con FlexiPort



Advancing Frontline Care™



Welch Allyn FlexiPort™

Manguitos desechables para la presión arterial

Auténtica estandarización en un momento.

WelchAllyn®

Advancing Frontline Care™

Fáciles de pedir. Fáciles de usar. Sencillamente fantásticos.

Manguitos desechables FlexiPort™ de Welch Allyn para la presión arterial

Auténtica estandarización en un momento.

Prácticos, cómodos y económicos, los manguitos desechables para la presión arterial Welch Allyn son la primera elección en aquellos hospitales y clínicas del mundo cuya prioridad es controlar las infecciones. La razón estriba en que podemos ofrecer prácticamente cualquier tipo de manguito necesario en una institución, contribuyendo a simplificar el inventario mejor que ningún otro proveedor de manguitos gracias a nuestra conexión patentada FlexiPort.

Usando los manguitos desechables FlexiPort, es fácil trasladar a los pacientes de una sala a otra, de un piso a otro, de un departamento a otro. Basta con asignar un manguito al paciente cuando ingresa en el hospital, equipar todos los aparatos con dispositivos FlexiPort y conectar el manguito del paciente al dispositivo.

Al estandarizar con manguitos desechables para la presión arterial Welch Allyn FlexiPort

- Se puede usar cada manguito como si fuera de uno o dos tubos
- El número de referencias se reduce hasta un 60%, lo que simplifica los pedidos y el inventario
- Se pueden obtener todos los tamaños de manguito necesarios – desde los más pequeños para neonatos* hasta manguitos de muslo
- Reducción del riesgo de contaminación cruzada

*Los manguitos para neonatos no son compatibles con FlexiPort



La tecnología patentada FlexiPort permite que un único manguito sea usado prácticamente en cualquier área de atención al paciente.

La diferencia del desechable

Al cambiar a manguitos desechables, se puede reducir en gran medida el riesgo de contaminación cruzada e infecciones derivadas.


Los manguitos reutilizables para la presión arterial pueden ser portadores de bacterias como *Klebsiella pneumoniae*, sarna noruega, *E. cloacae*, y *Staphylococcus aureus* – bacterias potencialmente mortales tanto para niños muy pequeños como para adultos.

Los manguitos para la presión arterial que se vuelven a usar muchas veces son un portador principal de SARM (*Staphylococcus Aureus* resistente a la meticilina), responsable del 12% de todas las enfermedades intrahospitalarias en los EE.UU.



¿Qué es FlexiPort?

FlexiPort es un sistema único de conexión entre equipos y manguitos que hace posible que cualquier manguito pueda ser utilizado tanto con uno o dos tubos.



Un puerto giratorio que reduce la tensión en el tubo del manguito y el mismo puerto, lo que mejora la comodidad del paciente y la duración del manguito



Gracias al código de colores por tamaño, es fácil encontrar el tamaño de manguito correcto.

Cumple todas las directrices clínicas más recientes sobre conexión correcta de la AAMI y de la AHA

No hay costuras que puedan rasgarse o desgastarse.
El material suave, sin látex minimiza el riesgo de reacciones alérgicas y asegura la comodidad del paciente

Característica única de conectar y desconectar tubos haciendo que un único manguito pueda ser de uno o dos tubos