

CARDIOLINE

Every single beat.



Walk Free

Registrador Holter ECG «patch» sin cables de 3 canales

- Registrador sin cables de 3 canales (derivaciones I, II, III)
- Discreto gracias a su pequeño tamaño y a su compactabilidad; peso reducido inferior a 30 g
- Aplicación de electrodos estándar
- Control de la calidad del ECG en tiempo real vía Bluetooth
- Grabación de hasta 9 días con una batería





Walk Free

Especificaciones técnicas

Derivaciones ECG	3 derivaciones: I, II, III
Resolución ADC	16 bit / 2,5 mV LSB
Frecuencia de muestreo	250 muestras/segundo
Banda pasante	0,05 – 70 Hz
Duración de la grabación	de hasta 9 días con una batería
Transferencia de datos	Bluetooth (4.0) y USB
Normativas	93/42/CEE, EN 60601-1: Aparatos electromédicos; protegido por desfibrilador
Clasificación del producto CE	Clase IIa
Protección contra líquidos y polvo	IP54B
Alimentación	Batería simple AAAA
Dimensiones	71,5 x 46 x 14,7 mm
Peso	30 g

