

BT-500

INCUBADORA NEONATAL



Descripción General

Portasuero
(Opcional)



Monitor Externo y Cámara
(Opcional)
MASIMO SpO2 & CCD

Monitoreo O2
(Opcional)

Bandeja de rayos -X incorporada

Perilla de Inclinación de la Colchoneta



Servocontrol de la humedad de la temperatura del Aire/ Piel

Mecanismo de Elevación
(Opcional)

Plataforma para Monitor de Pacientes y Bomba de Infusión
(Opcional)

Báscula
(Opcional)

Bandeja
(Opcional)



Tanque de Agua (1,000 ml)



Módulo de Humedad Removible
Para fácil mantenimiento

Canasta
(Opcional)



Especificaciones Técnicas

Características Físicas (con accesorios estándar)

Tamaño	● 140 x 103 x 141 cm (Altura x Largo x Profundidad)
Peso	● 89 kg

Control de Temperatura

Rango de control de la temperatura de aire	● 23.0 ~ 37.0 ± 0.3 °C (supera > 39.0 °C)
Rango de control de temperatura de piel	● 35.0 ~ 37.5 ± 0.3 °C (supera > 39.0 °C)
Temperatura Periférico	● SI (Opcional)

Control de Humedad

Rango de Control de Humedad	● 40 ~ 95% ± 5% RH
Rango de Medida	● 15 ~ 99% ± 5% RH
Sistema de Control	● Ultrasónico & vapor
Capacidad de Tanque de Agua	● 1,000 ml

Pantalla

Panel de la Pantalla	● LCD DE TFT A COLOR DE 7"
Tendencia	● hasta 7 días
Alarma	● 19 tipos de alarma
Soporte de Idiomas Múltiples	● SI

Campana

Tamaño de la Campana	● 39 x 91 x 51 cm (Altura x Largo x Profundidad)
Tamaño de la Colchoneta	● 38 x 73 cm
Inclinación de la Colchoneta	● 12°
Velocidad del Aire	● < 10 cm/s (a 10 cmm por encima del centro de la colchoneta)
Tiempo de Calentamiento (del ambiente del 22 °C)	● < 35 min
Nivel de Ruido	● < 45 dBA
Tamaño del micro filtro de partícula de aire	● 0.3 micrones
Eficiencia del micro filtro de aire	● 99.8 %

Opciones (Parte id)

Mecanismo de Elevación (LS500)

Altura de Levantamiento	● 58 ~ 78 cm
-------------------------	--------------

Canasta (BK500)

Tamaño	● 25 x 47 x 49 cm
Límite de Peso	● aprox. 5Kg.

Soporte de la Campana (RP500)

Tamaño	● 25 x 47 x 49 cm
--------	-------------------

Plataforma (IP500)

Tamaño	● 76 x 48 x 40 cm
--------	-------------------

Monitoreo O2 (OT500)

Rango de Medida	● 18 ~ 100% ± 5%
-----------------	------------------

Balanza de Pesaje (WS500)

Rango de Medida	● 0 ~ 10.0 Kg ± 50g
-----------------	---------------------

Bandeja (SF500)

Tamaño	● 3.6 x 22 x 34 cm
--------	--------------------

Monitor Externo & Cámara

MASIMO SpO2 & CCD

Panel de Pantalla	● LCD DE TFT A COLOR DE 7"
Rango de Medida SpO2	● 1 ~ 100%
Precisión del SpO2	● 70 ~ 100% : ± 3 dígitos
Resolución de la Cámara CCD	● 510 x 492 pixeles

Temperatura Periférica (2NDTMP)

Rango de Medida	● 15.0 ~ 45.0 ± 0.3 °C
-----------------	------------------------

Fabricante :

Bistos Co. Ltd.
7th Fl., A Bldg., 144-3, Sangdaewon-dong,
Jungwon-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do,
Korea
Tel: +82 31 750 0340 (ext.112)
Fax: +82 31 750 0344
E-mail: bistos@bistos.co.kr
WWW.BISTOS.CO.KR

Contacto

