

Powerheart AED G3 Plus Automatic



Nuestro buque insignia: el Desfibrilador externo Automático (DEA), completo con RescueCoach™ y metrónomo RCP para compresiones torácicas

Las prestaciones del Rescue Ready® colocan al DEA Powerheart Plus Automatic en otro nivel

Nuestra tecnología Rescue Ready nos distingue entre nuestros competidores.

- * Cada día, para asegurar su funcionamiento en todo momento, el DEA comprueba por sí mismo sus componentes principales (batería, hardware, software y electrodos).
- * Cada semana, el DEA completa una carga parcial de su electrónica de alta tensión.
- * Cada mes, el DEA realiza una carga máxima de la electrónica de alta tensión.

Si algo presenta problemas, el indicador de estado del Rescue Ready, situado en el asa, cambia de verde a rojo y el aparato emite un aviso audible para alertar al usuario a que dé servicio a la unidad. En resumen, un DEA Powerheart está Listo para el Rescate cuando una vida depende de él.

Casi todo el mundo puede operar un DEA Powerheart G3 Plus Automatic

En el caos que sucede a una parada cardíaca súbita, las personas preocupadas, pero que carecen de formación específica, dudan en intervenir. ¿Sabrán qué hacer? ¡Hay una vida en juego! Hemos diseñado el DEA Powerheart G3 Plus Automatic con avisos de voz RescueCoach™ para hablar con los rescatadores en cada paso.

- * Cuando el rescatador aplica los electrodos, el aparato analiza el ritmo cardíaco y sabe cuando se debe enviar la descarga (o no) automáticamente.
- * Después de enviar la descarga, la unidad avisa que se haga una RCP, con un metrónomo integrado que fija el ritmo correcto de las compresiones del pecho.

Ventajas principales

Fiabilidad. El aparato es 'Rescue Ready®' (Listo para el Rescate), lo que significa que se autocomprueba diariamente para asegurar que funcionará cuando se le necesite.

Facilidad de Uso

- * El RescueCoach™ por medio de sus avisos de voz y su metrónomo, le guían en la durísima situación de un rescate.
- * El aparato sabe cuando se debe (o no) enviar la descarga automáticamente.
- * La pantalla de texto es una ayuda extra en entornos ruidosos y caóticos.

Ubicaciones apropiadas

- * Centros de trabajo
- * Transporte
- * Instalaciones deportivas
- * Escuelas
- * Tiendas y hoteles
- * Instalaciones de recreo
- * Centros de culto
- * Cualquier lugar público



El Powerheart AED G3 Plus



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
DESFIBRILADOR	
Operaciones	9390A-1003 (versión completamente automática)
Forma de onda	STAR® bifásica exponencial truncada
Escala de energía admisible (J)	Escala de energía variable (EV) 95J a 351J
Protocolos	5 protocolos de energía disponibles
Valores por defecto (nominales de fábrica)	200 EV, 300 EV, 300 EV
Aviso de voz	Las instrucciones por voz de RescueCoach guían al usuario con confianza por el proceso de rescate
Cadencia RCP	Metronomo para la frecuencia de compresión
Pantalla de texto	Presenta los avisos para el rescate para guiar al usuario por el proceso de rescate así como información adicional crítica para el rescate para los responsables de emergencias médicas
Indicadores visibles	Indicador del estado del Rescue Ready, indicador SmartGauge del estado de la batería, indicador de servicio, indicador de electrodos, visor de texto
Alertas audibles	Avisos de voz, alerta del sistema
Descarga de shock sincronizada	Característica incorporada de sincronización automática
Detección del pulso de marcapasos	Sí
Programable	Sí, vía MDLink®
Capacidad pediátrica	Sí
Garantía	7 años
ELECTRODOS	
Superficie mínima combinada	228 cm ²
Longitud del cable estirado	1.3 mt.
Suministrados	Auto-comprobantes, pre-conectados al DEA
Tipo	Kit de electrodos para adulto, pre-tratados con gel, autoadhesivos, desechables, sin polaridad (los electrodos idénticos se pueden colocar en cualquier posición)
Plazo de vida	2 años
BATERÍA	
Tipo	Batería de litio IntelliSense®
Garantía	4 años: sustitución completa
AUTOTEST AUTOMÁTICO	
Diario	Batería, electrodos (presencia y funcionamiento), electrónica interna y software
Semanal	Batería, electrodos (presencia y funcionamiento), electrónica interna, recarga parcial y software
Mensual	Batería, electrodos (presencia y funcionamiento), electrónica interna, ciclo completo de carga y software
DOCUMENTACIÓN DE EVENTOS	
Tipo	Memoria interna
Memoria interna	Datos de ECG durante 60 minutos con anotación de eventos, funcionalidad de rescate múltiple
Reproducción ECG	Se puede visualizar en un PC vía el software Rescuelink®
Comunicaciones	Puerto serie o USB (vía adaptador) para PC con Windows
Sincronización reloj	Sello de la hora del evento de rescate con los datos del evento
DIMENSIONES	
Alto x Ancho x Profundidad)	8 cm x 31 cm x 27 cm (3.3 in x 12.4 in x 10.6 in)
PESO	3.1 kg (6.6 lb)
NÚMERO DE MODELO	
9390A-1003	Powerheart G3 Plus Automático con Directivas y protocolos 2015 de AHA/ERC
	Desfibrilador Externo Powerheart G3 Plus Automatic. Cada DEA incluye: (1) desfibrilador, (1) batería(9146), (1) kit de electrodos para adulto, y (1) Kit de herramientas de arranque rápido incluyendo: Guía de arranque rápido, CD-Rom con softwares Rescuelink y MDLink

Cardiac Science
ahora forma parte
de Zoll Medical



¿Es su empresa
un lugar **Cardio**
seguro?

Techinvest S.A.C.

✉ ventas@techinvest.pe

📍 Av. Encalada 1010 Of. 701 Surco - Lima

☎ (01) 3261482

🌐 www.cardiosafe.pe

techinvest
corp.